



Farmadosis[®]
France

FARMABLISTER CAM Système PDA

Automatisez votre pharmacie pour améliorer les soins aux patients



Le seul **système semi-automatique**
qui prépare jusqu'à deux semaines
et **permet de vérifier** d'un
coup d'œil les molécules introduites
avant le remplissage du Blister.

Farmablister CAM est un nouvel outil développé pour réaliser des blisters personnalisés en toute sécurité, en laissant un enregistrement photo de chaque production.

Avec Farmablister CAM, vous pouvez réaliser le blister avec l'aide du logiciel Farmadosis AMCO et d'un système de blister sans erreur.

Il offre une forte augmentation de la productivité et garantit la fiabilité et l'efficacité. Avec ce système, deux semaines de traitement peuvent être générées en même temps.

Il vous permet d'offrir un service PDA de qualité à vos patients et résidences, facilitant l'observance thérapeutique et évitant les échanges involontaires de médicaments. Il fournit également un enregistrement photographique du processus.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le dossier du patient et les indications avec les médicaments à administrer sont saisis dans le logiciel Farmadosis AMCO. Le module est connecté à l'ordinateur et nous indique par un système de lumières où placer chaque comprimé. Une fois que tous les comprimés d'un même type ont été placés, ils sont transférés dans le blister, ce qui réduit la possibilité d'erreur. Une fois le processus terminé, le blister est scellé et des étiquettes sont imprimées avec l'identification du patient et des médicaments sous blister. S'il y a une interruption pendant la mise sous blister, le processus est repris immédiatement. Les photos sont enregistrées tout au long du processus et sont automatiquement sauvegardées dans un dossier avec leur date et heure de production respectives.

LOGICIEL	
Dossier du patient	Oui
Étiquettes	Oui
Contrôle du médicament prescrit s'adapter à la plaquette thermoformée	Oui
Contrôle du médicament fourni de la plaquette thermoformée	Oui
Gestion des patients et des prescriptions	Oui
FARMABLISTERCAM	
Indication lumineuse de l'emplacement du médicament	Oui
Facile à utiliser	Oui
Compatible avec BlisterOne	Oui
Traitement de deux semaines simultanément	Oui
Comprend un ordinateur, une imprimante, appareil photo et lecteur QR	Oui

Compatible avec BlisterOne de Farmadosis:

Le seul système semi-automatique qui permet de blistérer pendant deux semaines et de vérifier d'un coup d'œil les molécules insérées avant le remplissage



www.farmadosis.com



contactfra@farmadosis.com



+33 (0) 7 85 13 80 10

